Open to fuse






Produktinformation





Die Struktur




Strukturell vergrößerte und perforierte Oberfläche zur Osseointegration

Die anatomische Form



Unstrukturierte Seitenflächen mit abgerundeten Kanten zur vereinfachten Implantation und Rotation

Das Größenspektrum




Lordosewinkel: 0° bis 18°




Die Sicherheit

Reduziertes Infektionsrisiko: Cage in Schutzhülle ermöglicht Montage des Setzinstruments ohne Berührung des Cages



Höhen: 7 bis 16mm



Länge: 24 bis 36mm



NGMEDICAL

NGMedical GmbH Trierer Straße 65 66620 Nonnweiler Deutschland +49 6873 99997-0 mail@ngmedical.de www.ngmedical.de

REF X3008 **LOT** 01

